

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
 - В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки f1.
- УВАГА:** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більш ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- Склепти основу ліжка (з'єднати елементи 3 і 4), скрутити стяжними болтами r5^2, використовуючи при цьому спец. ключ z1.
 - У нижні торці спинок забить ніжки k1.
 - До основи ліжка присоединити задню і передню спинки, використовуючи болти r5^2.
 - Встановити підставку під ортопедичний матрац.

RU


ОЧЕРДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
 - В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты f1.
- ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- Собрать основание кровати (соединить элементы 3 и 4), скрутить стяжными болтами r5^2, используя при этом спец. ключ z1.
 - В нижние торцы спинок вбить ножки k1.
 - К основанию кровати присоединить заднюю и переднюю спинки, используя болты r5^2.
 - Установить подставку под ортопедический матрас.



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

ПОП системаЛіжко / Кровать **kloz/120** (каркас)**УВАГА !!!****Шановний Клієнт!**У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! - этикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!**ВНИМАНИЕ !!!****Уважаемый Клиент!**В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! - этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03